Spécifications du produit

Produit	20165.298
Description du produit	Acétone
Grade / qualité	Ph.Eur.
Numéro CAS	67-64-1
Formule moléculaire	CH_3COCH_3
Masse moléculaire	58.08

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Aspect:	.
Liquide volatil, limpide, incolore	Conforme
Identification B	Conforme
Identification C	Conforme
Aspect de la solution	Conforme
Acidité ou alcalinité	Conforme
Densité relative	0.790 - 0.793
Substances réductrices	Conforme
Méthanol (V/V)	≤ 0.05 %
Propanol-2 (V/V)	≤ 0.05 %
Benzène (V/V)	≤ 2 ppm
Toute autre impureté (V/V)	≤ 0.05 %
Matiéres insolubles dans l'eau	Conforme
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Eau	≤ 3 g/l
Solvants résiduels	Conforme
Fe (Fer) (ICP)	≤ 0.05 ppm
Catalyseurs métall.réiduels(ignoré lot):	.
As (Arsenic)	≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0,1 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.05 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0,1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0,1 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0,1 ppm
V (Vanadium)	≤ 0,1 ppm
Conforme à Ph.Eur.	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Mesityl oxyde (*)	≤ 10 ppm
Déclaration du fabricant d'origine	(*)

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Le matériau est contrôlé, réétiqueté et reconditionné dans un système de management certifié EXCiPACT. Numéro d'enregistrement : 530841 EXCI.