Spécifications du produit

Produit	11047600
Description du produit	Stick On
Grade / qualité	Q path® Colle pour coupes tissulaires

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide gris
Densité (20/4)	0.990 - 1.010
pH	3.2 - 3.8

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International - Site: Belgium, Gavere

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.