Spécifications du produit

Produit	330902Q
Description du produit	Solution de Ringer en comprimés
Grade / qualité	for milk testing

Analyses	Spécifications
Aspect	Tablettes blanches
Forme	Rondes biconvex
Transparence de la solution	Conforme
Uniformité du poids:	.
Max. 10 % en dehors 1150–1337 mg	Conforme
Aucun en dehors 1120–1368 mg	Conforme
Poids moyen de tablette	1181 - 1306 mg
Diamètre	14.0 - 14.5 mm
Calcium (par tablette)	9.7 - 11.7 mg
Chlorure (par tablet)	700 - 750 mg
Dureté	≥ 4 kp
pH	7 - 8

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.