Spécifications du produit

Produit	23835.363
Description du produit	Ether de pétrole 40-60°C (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS
Numéro CAS	64742-49-0

Analyses	Spécifications
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Indice de brome	≤ 1.0
Coloration	≤ 10 APHA
Distillation (40-60°C) (Vol %)	≥ 90 %
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 150 APHA
Benzène	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
S total (en SO_4)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 100 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.2 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.3 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.03 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France