Spécifications du produit

Produit	23354.326
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Stabilized with 0,2% of ethanol
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Acidité	≤ 0.0005 meq/g
Point d'ébullition	39.0 - 40.5 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	1.322 - 1.327
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 60 APHA
Carbone tétrachlorure	≤ 100 ppm
Chloroforme	≤ 100 ppm
Ethanol	0.15 - 0.25 %
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Chlore libre	≤ 0.3 ppm
Eau	≤ 0.02 %
Al (Aluminium)	≤ 0.05 ppm
B (Bore)	≤ 0.01 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.01 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.2 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.01 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.5 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.01 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc)	≤ 1 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

VWR International LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA
VWR International bv, Haasrode Research Park Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France