Spécifications du produit

Produit	25643.294
Description du produit	Méthyléthylcétone
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC
Numéro CAS	78-93-3
Formule moléculaire	C4H8O
Masse moléculaire	72.11

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.7 %
Acidité (au remplissage)	≤ 0.0005 meq/g
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.1 %
Transmittance (335 nm)	≥ 40 %
Transmittance (340 nm)	≥ 80 %
Transmittance (350 nm)	≥ 98 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.