Spécifications du produit

Produit	24900.296
Description du produit	Diisopropyle oxyde
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS stabilized with about 10 ppm of BHT
Numéro CAS	108-20-3
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHOCH(CH_3)_2$
Masse moléculaire	102.18

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Acidité	≤ 0.0007 meq/g
Point d'ébullition	67 - 69 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/20)	0.723 - 0.728
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Peroxydes (en H_2O_2)	≤ 10 ppm
Eau	≤ 0.05 %
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.2 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.2 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.2 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.2 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.2 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.2 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.5 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.2 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.2 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.2 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.2 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.2 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France