Spécifications du produit

Produit	00607136
Description du produit	Solution de Papanicolaou 2a Orange G
Grade / qualité	Q path® pour la microscopie

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide
Couleur de la solution	Orange
Densité (20/4)	0.820 - 0.834
pH (20°C)	4.0 - 8.0
Absorbance (0,5 %)	469 - 486 nm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International - Site: Belgium, Gavere

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.