Spécifications du produit

Produit	25631.555
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	GPR RECTAPUR Stabilized with 0,2% of ethanol
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Acidité	≤ 0.0004 meq/g
Point d'ébullition	39.0 - 40.5 °C
Densité (20/4)	1.322 - 1.327
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Eau	≤ 0.02 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.