Spécifications du produit

Produit	85501.321
Description du produit	Acétonitrile
Grade / qualité	ANHYDROUS for DNA synthesis, water < 10 ppm
Numéro CAS	75-05-8
Formule moléculaire	H_3CCN
Masse moléculaire	41.05

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.95 %
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.001 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 1 ppm
Eau	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.