


PLAN HOMOLOGUE
Ne pas modifier

B Ajouté gaines standard 08 906. 903 — Ktz. 09-1980 Thevenet.

Motif. A _Filetage ϕ 5p. 0,90 → ϕ M6 . Plan 3864.P → 6282 P et 6283 P — le 18 . 1 . 74

Petite pince à 3 doigts - LABOMECA - à queue flexible de 8 x 200 . 08 303 . 157


Matière :

PROLABO

Echelle : 1/1 — Date : 29 . 10 . 73 — Dessiné : PJL — Vérifié :

B 12394

B 12394



Tol. Gles : ±0,2 $\sqrt{Ra\ 3,2}$

PROTECTION : Nickelage brillant

A 11760

Motif. A / Mise à jour code pièce - Précisé matière - ajouté tol. générales 07.11.94 EK

VIS SPHERIQUE P78021.02

Matière : UZ36 Pb3 Ø8

code

PROLABO

Echelle : 2/1

Date : 14.4.92

Dessiné : SLAMA

Vérifié :

A 11760


CODE	DESIGNATION	PLAN	REP	VERSION (Qt) 1	2	3		
08303157	**Pince 3 doigts à queue flexible**	**12394**		**X**				
08303033	**Pince 3 doigts à queue flexible**	**12394**			**X**			
P7974287	Doigt double nickelé	6283P		2	1			
P7974288	Doigt simple nickelé	6282P		2	1			
P7802103	Axe	11738		2	1			
P7958208	Ressort	11737		2	1			
P7802102	Vis à portée sphérique	11760		2	1			
P7964491	Flexible chromé	50225		2	1			
P7802104	Bouton moleté	11740		2	1			
P7802106	Olive à portée sphérique	11739		2	1			
P7974691	Gaine PVC D4 L35			6	3			
					.			
	E/ Ajouter code 08303033 le: 05.09.95 EK							
Modif:	D/ Mise à jour le: 1305.95 EK							

E12393

NOMENCLATURE PIECES PINCE LABOMECA


EK Le: 13.05.95 Folio: 1/1 E12393

Section A



Coupe C

Section B




TOL GENERALE: JS14 / js14

PROTECTION: Nickelage brillant

EK 03.02.95 ⇒ B / Ajouté code P - Tol générale - protection - modif Ir ϕ3,7 ϕ3,6
A. ajouté gaines standard 08.906.803

Remplace 3864 T

B 6282 P	Modif.		
PINCE A 3 DOIGTS - QUEUE DE8 N° 8247 1/2 PINCE A 1 DOIGT - P79742.88			Matière: ZA4U16
PROLABO	Echelle 2./1 Date: 18.4.67	Dessiné R Groux Vérifié:	B 6282 P



Vérification de rigidité
aucune flexion ne doit se produire
par accrochage d'un poids de 350 gr.
Mf 0,6 Nm.

Matière : Laiton chromé
TOL GENE : ±0,2

Rep	Désignation	Date	Dessiné
C	Ajouté tol sur Φ 6 prof 3	23.03.76	EK
B	Mise à jour code - Ajouté tol générale - St/220	03.02.75	EK
A	Φ5 St → Φ M8 - Entrée Φ5 → Φ6	18.1.74	

Modifications

PROLABO

Dessiné : GRONY
Vérifié :
Vu :


C50225

TIGE FLEXIBLE


Code P79644.91

C50225

Echelle : 1/1
Le : 30-6-72



Coupe A




B


MATIERE : ZA4U1G
PROTECTION : Nickel brillant
TOL. GENERALE : JS14 / js14


Coupe B


Coupe C




Echelle : 1










Section D



Rep.	Désignation	Date	Dess
B	Ajouté code P_ Tol. général - protection - ajouté It ϕ3,7 ϕ3,6	03/01/95	EL
A	Ajouté gaines standard ϕ4	23-09-80	Thevenon

Modifications

PROLABO

Dessiné : SLAMA
Vérifié :
Vu :

Pince 3 doigts zamak

1/2 pince, 2 doigts P79742.87

B 6283P

Echelle : 2,5

Le : 75