## Allgemeine Produktdaten

**ratiolab® 2 in 1 Kryo-Boxen mit Stülpdeckel,** die Besonderheit: die Boxen sind höhenverstellbar von 50 mm auf 75 mm.
Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C, numerisch codiert,
Stapelecken für den sicheren Transport. Format: 133 x 133 mm.

## *General Product Information*

***ratiolab® 2 in 1 cryo boxes with Slip Lid**, the speciality: the boxes are adjustable in height from 50 mm to 75 mm.*
*Autoclavable, temperature-resistant from -90°C to +121°C. Numerically coded. Stackable for safe transport.*
*Format: 133 x 133 mm*

Material / *Material:* Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / *Intrastat Number- HS Code:* 39269097

CE-Kennzeichnung / *CE-marking:* Ja/*Yes* ☐ Nein/*No* ☒

Sterilisiert / *pre-sterilized:* Ja/*Yes* ☐ Nein/*No* ☒

| Raster/ Grid | | 6x6 | 7x7 | 8x8 | 9x9 | 10x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Röhrchen/ for Tube Ø | | 19,0mm | 17,0mm | 15,0mm | 13,0mm | 11,5mm |
| Farbe Color | Verpackungseinheit Quantity p. Pack | Bestell Nr. Order No. | Bestell Nr. Order No. | Bestell Nr. Order No. | Bestell Nr. Order No. | Bestell Nr. Order No. |
| natur / neutral | 5 | 53 20 410 | 53 20 310 | 53 20 210 | 53 20 010 | 53 20 110 |
| gelb / yellow | 5 | 53 20 411 | 53 20 311 | 53 20 211 | 53 20 011 | 53 20 111 |
| rot / red | 5 | 53 20 412 | 53 20 312 | 53 20 212 | 53 20 012 | 53 20 112 |
| grün / green | 5 | 53 20 413 | 53 20 313 | 53 20 213 | 53 20 013 | 53 20 113 |
| blau / blue | 5 | 53 20 414 | 53 20 314 | 53 20 214 | 53 20 014 | 53 20 114 |
| schwarz / black | 5 | 53 20 415 | 53 20 315 | 53 20 215 | 53 20 015 | 53 20 115 |
| gemischt / mixed | 5 | 53 20 416 | 53 20 316 | 53 20 216 | 53 20 016 | 53 20 116 |

erstellt:
27.11.2020 H.Bauer
Datum, Unterschrift / Date, Signature

geprüft:
27.11.2020 E.Tagik
Datum, Unterschrift / Date,Signature