Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet
Fiche Technique

Artikelnummer **Article number** **Code article**	**42701020**
Bezeichnung **Description** **Description**	**Präparatekasten** **Slide case** **Boîte à préparation**

Material Rahmen **Material frame** **Matériau cadre**	Polypropylen Polypropylene Polypropylène
Material Inneneinsätze **Matériaux des inserts intérieurs**	Polypropylene, Homopolymer Polypropylène, Homopolymère
Maße ca. **Dimensions approx.** **Dimensions approximatives**	264 x 186 x 33 mm
Gewicht ca. **Weight approx.** **Poids approximatif**	228 g
Für **For** **Pour**	100 Objektträger 100 microscopic slides 100 porte-objets
Kunststoffstegen **Plastic grooves** **Rainures en plastique**	Nummeriert Numbered Numérotées
Farbe **Color** **Couleur**	Schwarz Black Noire

Der Präparatekasten ist antistatisch und xylolbeständig.
The slide case is antistatic and xylene resistant.
La boîte à préparations est antistatique et résistante au xylène.

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88
Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany
info@assistent.eu
www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht. Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller