Spécifications du produit

Produit	22706.361
Description du produit	Chloroforme
Grade / qualité	GPR RECTAPUR stabilized with about 0,6% of ethanol
Numéro CAS	67-66-3

Analyses	Spécifications
Titre	99.0 - 99.6 %
Point d'ébullition	59.5 - 60.5 °C
Densité (20/4)	1.473 - 1.489
Ethanol	0.1 - 1.0 %
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Chlore libre	≤ 10 ppm
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Eau	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.