Spécifications du produit

Produit	191536N
Description du produit	Sodium hydroxyde 40 % P/V
Grade / qualité	GPR RECTAPUR low in nitrogen
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Analyses	Spécifications
Titre (P/V)	38.6 - 41.7 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Identification (Na)	Conforme
CO_3 (en Na_2CO_3)	≤ 0.2 %
N total (Azote)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.