Spécifications du produit

Produit	20904.293
Description du produit	Propanol-2
Grade / qualité	Ph.Eur./USP
Numéro CAS	67-63-0
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHOH$
Masse moléculaire	60.10

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Densité relative	0.785 - 0.789
Solvants résiduels (CPMP/ICH/283/95)	Conforme
Résidus de catalyseurs/réactifs métall.	Conforme
As (Arsenic)	≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0,1 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0,1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0,1 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0,1 ppm
V (Vanadium)	≤ 0,1 ppm
Conforme à Ph.Eur./USP	Conforme
Spécifications Ph.Eur.:	.
Identification B [Ph.Eur.]	1.376 - 1.379
Identification C	Conforme Ph.Eur.
Aspect essai	Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité	Conforme Ph.Eur.
Absorbance (230 nm) [Ph.Eur.]	≤ 0.30
Absorbance (250 nm) [Ph.Eur.]	≤ 0.10
Absorbance (270 nm) [Ph.Eur.]	≤ 0.03
Absorbance (290 nm) [Ph.Eur.]	≤ 0.02
Absorbance (310 nm) [Ph.Eur.]	≤ 0.01
Courbe d'absorption (*)	Conforme Ph.Eur.
Benzène [Ph.Eur.]	≤ 2 ppm
Total des impur. excl.butanol-2[Ph.Eur.]	≤ 0.3 %
Peroxydes	Conforme Ph.Eur.
Substances non volatiles [Ph.Eur.]	≤ 20 ppm
Eau [Ph.Eur.]	≤ 0.5 %

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Spécifications USP:	.
Titre [USP]	≥ 99.0 %
Identification A	Conforme USP
Identification B	Conforme USP
Identification C	Conforme USP
Méthanol [USP]	≤ 0.02 %
Chacune d'autre impurité connue [USP]	≤ 0.1 %
Impureté individuelle non spécifiée[USP]	≤ 0.1 %
Total des impuretés [USP]	≤ 1.0 %
Limite de résidu non volatil [USP]	≤ 0.005 %
Poids spécifique (25°C) [USP]	0.783 - 0.787
Indice de réfraction (20°C) [USP]	1.376 - 1.378
Acidité	Conforme USP
Détermination de l'eau [USP]	≤ 0.5 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Résidus de catalyseurs métalliques ou de réactifs: Conforme à EMEA/CHMP/SWP/4446/2000

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)

(*) Courbe d'absorption: Le spectre montre une courbe descendante constante, sans pics ou épaules observables.

Le matériau est contrôlé, réétiqueté et reconditionné dans un système de management certifié EXCiPACT. Numéro d'enregistrement : 530841 EXCI.