LP ITALIANA SPA
Via C. Reale, 15/4 - 20157 Milano - ITALY
Tel. +39 02 3933061
Fax +39 02 39313484
www.lpitaliana.com
info@lpitaliana.com

Capitale Sociale € 309.600,00
R.E.A. MI 882798
Reg. Imp. MI 161285/3927/35
C.F. e P.I. 01794050151
c/c postale 19643204

FICHE TECHNIQUE

PLANS POUR LA REDUCTION DES ECHANTILLONS HISTOLOGICIQUES PROVENIENT DU CORPS HUMAIN

- CLASSIFICATION UMDNS 16895 DISSECTING BOARDS –

Réf. 191032 – 194032 - 197032

DESCRIPTION et CARACTERISTIQUES

Plan d'appui pour la réduction de préparations histologiques après le prélèvement, à usage unique, pour la meilleure sécurité.
Obtenu pour extrusion de feuille de polystyrène expansé de 130 g/m^2 (+/-5%) épaisseur max 3,5 mm, bi-laminé avec couverture de papier blanc KBM de 120 g/m^2.
Il peut supporter élastiquement les températures possibles des échantillons, en permettant de les fixer avec des épingles ou pointes métalliques pour aider le processus.
Temperature maximum d'utilisation conseillée 65°C
Il permet de légères e pénétrations de la lame préservant l'échantillon et sans ruiner la lame.
Il est le parfait compromis entre la propriété d'absorber les liquides relâchés du "pièce" et la résistance au coupage. Le support à "sandwich" lui donne légèreté et une suffisante rigidité pour l'opération de dissection
Résistent mais très économique, il est l'idéal pour une utilisation à usage unique en garantissant toutes les fois un plan propre et sens le moindre risque de contamination de la part des échantillons précédents et potentiellement dangereux pour le pathologiste.
Les trois références sont différents seulement pour leur dimensions.
Les trois dimensions sont idéale pour traiter soit les petite biopsies soit les grands pièces chirurgicaux.
Chimiquement inerte et parfaitement compatible avec les échantillons Histologiques. .
Les plans sont livrés dans un état microbiologique non contrôlé; il n'est pas prévu, mais ils peuvent être stérilisés à gaz ou irradiés. Les méthodes chimiques et par chaleur sec et humide sont exclues.

Réf.	Dimensions (mm)	Impression (mm)		Quantité carton (Nr)	Dimensions carton (mm)	Volume carton (m^3)	Poids carton (kg)
		Echelle	Diamètres				
191032	233 x 166	180 x 115	4 ÷ 14	96	113 x 344 x 474	0,018	4,24
194032	333 x 233	280 x 180		48			
197032	350 x 333	300 x 280		24			

GRAFIQUE

Echelles dimensionnelles, linéale et diamétrale sont intégrées dans les plans, elles sont placées dans un coin du plan
Avec une valeur uniquement indicative, ils permettent un dimensionnement rapide et documentation permanente.
Pour le dimensionnement circulaire ils ont 6 cercles de 4 à 14 mm di diamètre
Une place pour identification du "pièce" avec les coordonnés, et mise dans le coin opposé.

DOCUMENTATION

Photos: les plans LP sont étudiés pour la documentation Photographique
fond blanc: il donne un contraste idéal avec l'échantillon dans la photo.


CONSERVATION

Ils sont conditionnés dans des cartons qui en assurent l'intégrité et la protection de la poussière et du sale.
Ils ont l'écriture "for in vitro use only".
La date d'échéance est indicative et prudentielle.
Dans des conditions normales de laboratoire, aucune prescription restrictive pour modalité de conservation.


ECOULEMENT

Dans le respect des normes locales, nationales et harmonisées qui roulent le traitement des déchets sanitaires potentiellement dangereux, les plans pour réduction histologique LP peuvent être écoulés allo incinération: étant donnée que les correcte conditions de température et insufflation d'oxygène produisissent, comme résidus de la combustion, seulement H_2O e CO_2.


Ils ne contiennent pas d'agents expandents dangereux pour l'ozone.



28.10.09	Aggiornate quote "as built"			
Modif.	Descrizione			
Questo disegno è proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione	LP ITALIANA SPA Via C.Reale 15/4 – 20157 Milano (Italy) tel. 02-3933061/fax 02-39313484			CODICE 191032 Rif. dis. 191032--
Data 12/7/1989	Descrizione	Piano per riduzione		MaterialePS esp.+carta
Firma dis.		istologica 233 x 166 mm		Trattam.
Firma appr.		(grafica serigrafata colore nero)		Durezza
Foglio 1 di 1	Scala 1 : 1	Peso pz.	Rit.	Note:



28.10.09	Aggiornate quote "as built"				
Modif.	Descrizione				
Questo disegno è proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza autorizzazione	LP ITALIANA SPA Via C.Reale 15/4 - 20157 Milano (Italy) tel. 02-3933061/fax 02-39313484				CODICE 194032
	Data 11/7/1989	Descrizione Piano per riduzione			Dis. 194032--
	Firma dis.	istologica 333 x 233 mm			MaterialePS esp + carta
	Firma appr.	(grafica serigrafata colore nero)			Trattam.
	Foglio 1 di 1	Scala 1 : 1	Peso pz.	Rit.	Durezza
					Note:



28.10.09	Aggiornate quote "as built"			
Modif.	Descrizione			
Questo disegno è proprietà riservata e non può essere copiato, riprodotto, mostrato o reso senza autorizzazione	LP ITALIANA SPA Via C.Reale 15/4 - 20157 Milano (Italy) tel. 02-3933061/fax 02-39313484			CODICE 197032 Dis. 197032--
	Data 10/7/1989	Descrizione Piano per riduzione		MaterialePS esp. + carta
	Firma dis.	istologica 350 x 333 mm		Trattam.
	Firma appr.	(grafica serigrafata colore nero)		Durezza
	Foglio 1 di 1	Scala 1 : 1	Peso pz. / Rit.	Note:

*

* Les informations et les donne dans ce document sont éstimés corrects et communqués en "bonne foi", de toute façon ils n'impliquent aucune obligation de garantie.
Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne sont pas des spécifications contractuelles et peuvent etre changées sans aucun préavis.