Spécifications du produit

Produit	152506X
Description du produit	Méthanol
Grade / qualité	HiPerSolv CHROMANORM for HPLC
Numéro CAS	67-56-1
Formule moléculaire	CH4O
Masse moléculaire	32.04

Analyses	Spécifications
Titre	Min. 99.8 %
Acidité	Max. 0.00007 meq/g
Alcalinité	Max. 0.0001 meq/g
Densité (20/4)	0.7900 --> 0.7920
Résidu non volatil	Max. 5 ppm
Eau	Max. 0.0500 %
Transmittance (210 nm)	Min. 60.0 %
Transmittance (220 nm)	Min. 80.0 %
Transmittance (230 nm)	Min. 90.0 %
Transmittance (235 nm)	Min. 92.0 %
Transmittance (240 nm)	Min. 95.0 %
Transmittance (250 nm)	Min. 98.0 %
Transmittance (260 nm)	Min. 98.0 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.