Spécifications du produit

Produit	23223.552
Description du produit	Cyclohexane
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	110-82-7
Formule moléculaire	C_6H_{12}
Masse moléculaire	84.16

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Spectre IR	Conforme
Substances colorées par H_2SO_4	Conforme
Point d'ébullition	79 - 81 °C
Densité (20/4)	0.778 - 0.779
Acidité libre	≤ 0.0002 meq/g
Point de solidification	5.5 - 6.5 °C
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.