Spécifications du produit

Produit	23349.363
Description du produit	Dichlorométhane
Grade / qualité	GPR RECTAPUR with less than 0,0100% of water. Stabilized with 0,2% of Ethanol.
Numéro CAS	75-09-2
Formule moléculaire	CH_2Cl_2
Masse moléculaire	84.93

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Eau	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.