




Schraubkappe PP
Art.-Nr. 11 127 16, 113 97 83
Zeichnungs Nr. 0743101-GZA-GLS80-...



Ausgießring PP
Art.-Nr. 116 01 66, 116 03 13
Zeichnungs Nr. 0761401-GZA-GLS80-...



Gewinde
Anlehnung an DIN 168-GL
Zeichnungs Nr. 0733800-GZA-GLS80



Farbe: weiß 19980 TH
0331501-SZ1-B ≈22

11 784 30	Laborflasche Weithals 1000ml ohne Schraubkappe und Ausgießring, braungefärbt
11 784 24	Laborflasche Weithals 1000ml ohne Schraubkappe und Ausgießring
11 601 47	Laborflasche Weithals 1000ml komplett mit Schraubkappe, braungefärbt
11 127 13	Laborflasche Weithals 1000ml komplett mit Schraubkappe
Art.-Nr.	Benennung

Diese Zeichnung ist unser Eigentum ! Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadensersatzpflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden.

This drawing is our property ! Any commercial use, reproduction or transmission to 3rd parties without our prior permission in writing is prohibited. Persons so doing will be liable for prosecution.

Index	Änderungen/changes	Datum/date	Name
D	Siebdruck geändert	24-AUG-10	TSh
C	Art.-Nr. Braune Flasche hinzu; Schraubk. und Dichtring hinzu	27-MAR-07	Be
B	Wandung angepasst, war 2.6 +1.4/-0.6	02-MAR-06	Wdf

zul. Abweichung allowed diff.	ISO 2768-m K		
Oberfläche surface	ISO 1302		
	Datum/date	Name	
bearb. drawn	08-MAR-05	WEINDORF	
geprüft checked	*	*	

Werkstoff / material: DURAN
Stück number: *
Gewicht weight: *
Pos. position: *

Benennung / title: Laborflasche Weithals 1000ml mit GLS80 Gewinde, mit Druck -siehe Tabelle-

Maßstab scale: 1:1 *

DURAN GROUP
Duran Produktions GmbH & Co. KG
Germany
www.duran-group.com

Form-Nr. mould number: 6275/.1L

Zeichnungsnummer / drawing number: 0739701-GZA-06275-D

A2

Ers. /repl. f.: 0729701-GZA-06275-B | Ers. /repl. d.: *

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34