Spécifications du produit

Produit	332377C
Description du produit	Granules pour absorption des éclaboussures
Numéro CAS	61790-53-2
Formule moléculaire	SiO_2

Analyses	Spécifications
Densité apparente	Environ 50 g/100 ml
Pouvoir d'absorption d'eau	Environ 80 %
pH (10 %)	4 - 9
Analyse granulométrique (> 1,00 mm)	Environ 95 %
Analyse granulométrique (> 3,15 mm)	Environ 10 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.