Spécifications du produit

Produit	27198.298
Description du produit	Pyridine
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for Karl Fischer reagent
Numéro CAS	110-86-1
Formule moléculaire	C5H5N
Masse moléculaire	79.10

Analyses	Spécifications
Titre (GC)	≥ 99.7 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Acidité ou alcalinité	≤ 0.2 meq/g
Méthyl-2 pyridine	≤ 0.2 %
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Pipéridine	≤ 100 ppm
Substances réductrices	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.02 %
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
NH_4 (Ammonium)	≤ 10 ppm
SO_4 (Sulfate)	≤ 5 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.01 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.05 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.01 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.01 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.01 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.05 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International