Spécifications du produit

Produit	28552.461
Description du produit	Tétrahydrofuranne
Grade / qualité	GPR RECTAPUR stabilized with 0,025 to 0,04% of BHT
Numéro CAS	109-99-9
Formule moléculaire	C_4H_8O
Masse moléculaire	72.11

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Spectre IR	Conforme
Stabilisateur (BHT)	Environ 250 ppm
Point d'ébullition	65.0 - 66.5 °C
Densité (20/4)	0.885 - 0.888
Acidité libre	≤ 0.0003 meq/g
Indice de réfraction (20°C)	1.406 - 1.408
Peroxydes (en H_2O_2)	≤ 100 ppm
Eau	≤ 0.03 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.