Spécifications du produit

Produit	23782.291
Description du produit	Ethanolamine
Grade / qualité	GPR RECTAPUR Suitable for scintillation applications
Numéro CAS	141-43-5
Formule moléculaire	$NH_2CH_2CH_2OH$
Masse moléculaire	61.08

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99 %
Identification	Conforme
Point d'ébullition	170 - 172 °C
Densité (20/4)	1.010 - 1.020
Point de solidification	9.0 - 10.5 °C
Eau	≤ 1 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.