Spécifications du produit

Produit	280233V
Description du produit	EDTA, sel monosodique-complexe de fer trihydraté
Numéro CAS	15708-41-5
Formule moléculaire	$C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8$
Masse moléculaire	421.10

Analyses	Spécifications
Titre (EDTA)	66.0 - 71.0 %
Titre (calculé en Fe(III))	12.5 - 14.0 %
Insolubilité dans l'eau	≤ 0.1 %
Cl (Chlorure)	≤ 0.05 %
SO_4 (Sulfate)	≤ 0.2 %
As (Arsenic)	≤ 3 ppm
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.