TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item **Articolo**	Faeces container Contenitore per feci
Description **Descrizione**	Faeces containers manufactures in crystal polystyrene (PS) not graduated. With pressure cap made in Polypropylene (PP) and with integrated spoon particularly rigid for practical and safety use Contenitori per campioni biologici e feci prodotti in polistirolo cristallo (PS)perfettamente trasparente non graduato. Con tappo a pressione in polipropilene (PP) e con paletta integrata rigida per un utilizzo pratico e sicuro
Use (use destination) **Utilizzo(destinazione d'uso**	In vitro medical device to contain biological liquids to perform laboratory tests Dispositivo medico diagnostico in vitro adatto a contenere fluidi biologici per effettuare analisi di labaoratorio
Material **Materia prima**	Container : Polystyrene (PS) Cap and spoon: Polypropylene(PP) Contenitore: Polistirolo (PS) Tappo e cucchiaio: Polipropilene (PP)
automated (or not) - automatizzato (o no)	not automated - non automatizzato.
Type of speciment required **Tipo di campione richiesto**	Biological sample to perform laboratory tests Campione biologico umano al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio
Intended user **Utilizatore a cui il dispositivo è destinato**	Intended for professional use in laboratory analysis Per impiego in laboratorio ad uso professionale per analisi
Rational for the qualification of the product as a device **Motivo razionale per la qualifica del prodotto come dispositivo**	Product qualified as a device to conform with intended use in companion diagnostic. Qualificato CE IVD per utilizzo in laboratori diagnostici
IFU **Istruzioni per l'uso**	Faeces container • Keep out of flame or heat sources which might damage the article • report to the product distributor any defects that prevent the use of the containers. • dispose of the containers according to the provisions of current legislation. • wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples • Keep out of reach of children • Do not use after expiry date or if package is opened • Disposable device • Check technical manual/chemical resistances of the current catalogue for resistance to any particular substance. Contenitore per feci • Non avvicinare l'articolo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare • segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo dei contenitori • eliminare i contenitori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. • Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Non utilizzare l'articolo dopo la data di scadenza o con confezione aperta • Articolo monouso. • Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche del catalogo in vigore.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Dimension container Dimensione contenitore mm	Dimension cap Dimensione tappo mm	Nominal Volume container/volume nominale contenitore ml	Sterile Y/N Sterile S/N
600	Ø 22 x 63	Ø 21,5 x 78 Light blue / azzurro	15 (brimfull 18ml/capacità massima 18ml)	N
2595	Ø 41 x 55	Ø 40 x 70 Light blue /azzurro	60	N
2695	Ø 41 x 55	Ø 40 x 70 Red/rosso	60	Y



GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'

CE IVD	Yes - Si
Sterile – Sterile	See codes and dimensions table above/Vedi tabella codici e dimensioni sopra riportata
Temperature range containers **Temperature tollerate contenitori**	Min –10°C + Max 70°C
Temperature range caps **Temperature tollerate tappi**	Min -10° C Max + 121°C
Shelf life/validità del prodotto	5 years/5 anni

CHEMICAL RESISTANCE PS – RESISTENZE CHIMICHE PS

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid **Acido inorganico**	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid **Acido Organico**	Benzoic acid Acido Benzoico	100	B	B	B
Alcohol **Alcole**	Ethanol Etanolo	100	B	C	-
Aldehydes **Aldeide**	Acetaldehyde Acetaldeide	100	C	-	-
Inorganic alkali **Base inorganica**	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali **Base organica**	Aniline Anilina	100	C	-	-
Ketone **Chetone**	Acetone Acetone	100	-	-	-
Esther **Estere**	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	C	-	-
Hydrocarbons, halogenated **Idrocarburo Idrogenato**	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic **Idrocarburo Aromatico**	Benzene Benzene	100	C	-	-
Hydrocarbons, linear **Idrocarburo Lineare**	Hexane Esano	100	C	-	-
Supersolvent **Supersolvente**	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	-	-

Legenda (not applicable if neglected): **Legenda** (non applicabile dove non segnalato)
- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza:** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza:** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.
I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PCS CONFEZIONAMENTO MINIMO PZ	CASE PCS SCATOLA PZ
600	1000	1000
2595	360	360
2695	200	200