Spécifications du produit

Produit	24407.361
Description du produit	Ethylèneglycol
Grade / qualité	TECHNICAL
Numéro CAS	107-21-1
Formule moléculaire	$HOCH_2CH_2OH$
Masse moléculaire	62.07

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 98.0 %
Aspect de la solution (50 % V/V; eau)	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.