HK-Pack GmbH | Wernher-von-Braun-Str. 6 | 53501 Grafschaft-Gelsdorf

VWR International GmbH
Hilperstraße 20a
D- 64295 Darmstadt

tel 02225 | 99 10 0
fax 02225 | 99 10 99 | verkauf
02225 | 99 10 55 | einkauf
email service@hkpack.de

Technisches Datenblatt

Artikelbezeichnung:	LDPE Druckverschlussbeutel 160x220mm, 90my transparent, unbedruckt
Zolltarifnummer:	39232100
Folienbezeichnung:	LD-PE 90 my
Materialaufbau:	Low Density Polyethylen extrudierte, ungereckte Qualität (PVC frei)
Lagerung:	Kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte. Den besten Schutz bietet die Originalverpackung.

Technische Informationen:

Eigenschaften	Einheit	Methode		Ergebnis
Gesamtstärke	µm	DIN53370		90 +/- 10%
Gesamtabmessung	mm			160 x 220mm +/- 3%
Schweiß + Siegelfähigkeit				Thermoschweißfähig
Physiologische Unbedenklichkeit		unbedenklich nach BgVV, FDA und EG-Richtlinien		

Diese technischen Angaben verstehen sich als Richtwerte, die auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen beruhen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Prüfung der Eignung der Verpackung für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem abpackenden Betrieb.

Dies gilt insbesondere für Qualitätsänderungen des Füllgutes, die durch Wechselwirkung mit dem Packmittel oder Anteilen desselben entstehen können.

HK-Pack Krautscheid GmbH

HK-Pack Krautscheid
Handelsgesellschaft mbH
Wernher-von-Braun-Str. 6
53501 Grafschaft-Gelsdorf
Tel. 02225-99100 Fax 02225-991099
service@hkpack.de

Leila Porca (Verkauf)

Grafschaft Gelsdorf den 16.11.2020