Spécifications du produit

Produit	90200.9025
Description du produit	Eau
Grade / qualité	Ph.Eur./USP/JP purified by RO & CDI
Numéro CAS	7732-18-5
Formule moléculaire	H_2O
Masse moléculaire	18.02

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Métaux lourds (en Pb)	≤ 0.1 ppm
Carbone organique total (COT) (on line)	≤ 50 ppb
Levures et moisissures (total)	≤ 100 CFU/ml
Endotoxines bactériennes (UI/ml)	< 0.25
Solvants résiduels (CPMP/ICH/283/95)	Improbable par proc.prod.
Résidus de catalyseurs/réactifs métall.	Improbable par proc.prod.
As (Arsenic)	≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0,1 ppm
Hg (Mercure)	≤ 0,1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0,1 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0,1 ppm
V (Vanadium)	≤ 0,1 ppm
Conforme à Ph.Eur./USP/JP	Conforme
Conforme à Ph.Eur. Monographie 0008	Conforme
Spécifications Ph.Eur.:	.
Carbone organique total (COT) [Ph.Eur.]	≤ 0.50 mg/l
Conductivité (20°C) (offline) [Ph.Eur.]	≤ 1.1 µS/cm
Impuretés élémentaires(par conductivité)	Conforme
Conductivité (20°C) (online) [Ph.Eur.]	≤ 1.1 µS/cm
Acidité ou alcalinité	Conforme Ph.Eur.
Substances oxydables	Conforme Ph.Eur.
Cl (Chlorure)	Conforme Ph.Eur.
NO_3 (Nitrate)	≤ 0.2 ppm
SO_4 (Sulfate)	Conforme Ph.Eur.
NH_4 (Ammonium) [Ph.Eur.]	≤ 0.2 ppm
Calcium et magnésium	Conforme Ph.Eur.

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Résidu à l'évaporation [Ph.Eur.]	≤ 10 ppm
Contamination microbienne	Conforme Ph.Eur.
TAMC [Ph.Eur.]	≤ 100 CFU/ml
Spécifications USP:	.
Carbone organique total [USP]	≤ 0.50 mg/l
Conductivité de l'eau [USP]	≤ 1.1 µS/cm
Spécifications JP:	.
Carbone organique total [JP]	≤ 0.50 mg/l
Conductivité (25°C) [JP]	≤ 2.1 µS/cm
Substances réduisant $KMnO_4$	Conforme JP
Contamination microbienne	Conforme JP
TAMC [JP]	≤ 100 CFU/ml

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Non utilisable comme Principe Actif Pharmaceutique (API)

Le matériau est contrôlé, réétiqueté et reconditionné dans un système de management certifié EXCiPACT. Numéro d'enregistrement : 530841 EXCI.