Article Specification

Combination Seal

ThermoFisher SCIENTIFIC

Kappe/*Cap*	**11 01 0173**
Kappentyp/Gewindetyp: *Type of Cap/Typ of Thread:*	Bördelkappe Crimp Cap
Material: *Material:*	Aluminium *Aluminium*
Legierung / *Alloy*	
Lackierung/Farbe: *Lacquer/Colour:*	farblos lackiert *clear lacquered*

Abmessung/*Dimensions:*	**in mm**
Kappenhöhe/*Skirt Height* :	5,60 ± 0,2
Materialdicke/*Material Thickness* :	0,20 ± 0,02
Innendurchmesser/*Inner Diameter* :	11,10 ± 0,05
Außendurchmesser/*Outer Diameter* :	11,50 ± 0,08
Lochgröße/*Size of Centre Hole* :	5,50 ± 0,2

Dichtscheibe/*Septum*	**11 02 0115**
Material und Farbe: *Material and colour:*	PTFE rot / Silicon weiß / PTFE rot *PTFE red / Silicon white / PTFE red*
Durchmesser/*Diameter* **in mm:**	11,30 ± 0,15
Gesamtdicke/*Total thickness* **in mm:**	1,00 ± 0,15
PTFE-Dicke/*Thickness PTFE* **in mm:**	0,08
Durometer/*Durometer* **in shore A/D:**	45 ± 5

Beutelgröße
Bag size
Stück pro Beutel
Pieces per bag

Besonderheiten:

Special Properties:

La-Pha-Pack® GmbH
An unseren Spezifikationen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt und/oder Dritten zugänglich gemacht werden.
All rights to this specification are reserved to La-Pha-Pack® GmbH. It may not be copied or given to 3rd parties without our written permission.

Änderungen/*Changes*

Artikel-Nr./*Article No.* **11 03 0196**

Artikel-Bezeichnung:
11mm Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot, 45° shore A, 1,0mm

Article Description:
11mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm

Spezifikations-Nr./*Specification No* .:	**Ausgabe**/*Version* :
LPPSP 11 03 0196	**3**

Freigabe/*Approved:*

Name/Name: **Mario Drießen**

Datum/Date: **28.12.2021**

Elektronisch erstelltes Dokument, geprüft und freigegeben ohne Unterschrift
Electronicaliy issued document, controlled and approved without signature