KLINIPATH
GOOD(S) IN PATHOLOGY
a VWR Company

Spécifications du produit

Produit	4098.9005
Description du produit	Ethanol 99% dénaturé avec 5% méthanol
Grade / qualité	KLINIPATH for use in histo-pathology
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (Ethanol) (V/V)	≥ 94.5 %
Méthanol (V/V)	≥ 5.0 %
Eau (V/V)	≤ 0.3 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.