Spécifications du produit

Produit	20844.463
Description du produit	Méthanol, biosourcé
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	67-56-1
Formule moléculaire	H_3COH
Masse moléculaire	32.04

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Aspect	Liquide limpide incolore
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Point d'ébullition	64 - 65 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Acétone	≤ 10 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.2 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.