Spécifications du produit

Produit	26230.102
Description du produit	Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Grade / qualité	Analytical reagent
Numéro CAS	3829-86-5
Formule moléculaire	$C_{12}H_9ClN_2.1H_2O$
Masse moléculaire	234.68

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 98.0 %
Apte comme réactif du fer	Conforme
Apte comme indicateur d'oxydo-réduction	Conforme
Résidu de calcination (SO_4)	≤ 0.2 %
Perte à la dessiccation (100-105°C)	≤ 8.0 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.