Artikelspezifikation - Flasche **Vertraulich /** *Confidential*

Article specifikation - vial

Flaschentyp:	**1,5ml Gewindeflasche, Gewinde 8-425, 32 x 11,6mm, Braunglas, 1. hydrolytische Klasse, enge Öffnung, Schriftfeld und Füllmarkierungen**
Type of Cap:	*1.5ml Screw Neck Vial, 8-425 thread, 32 x 11.6mm, amber glass, 1st hydrolytic class, small opening, label and filling lines*
Material:	**Glas, 1. hydrolytische Klasse**
Material:	*Glass, 1st hydrolytic class*
Farbe:	**Braun**
Colour:	*Amber*
Schriftfeld:	**Ja**
Label:	Yes
Füllstandsmarkierung:	**Ja**
Filling Lines:	Yes
Logo:	**Nein**
Logo:	No

Abmessungen [mm] / *Dimensions [mm]*

Flaschenhöhe [mm] *Vial Height [mm]*	31,75 ± 0,25
Außendurchmesser [mm] *Outer Diameter [mm]*	11,60 ± 0.2
Innendurchmesser Flaschenhals [mm] *Inner Diameter Bottleneck [mm]*	5,25 0,15 / - 0,1

La-Pha-Pack® GmbH

An unseren Spezifikationen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt und/oder Dritten zugänglich gemacht werden.

All rights to this specification are reserved to La-Pha-Pack® GmbH. It may not be copied or given to 3rd parties without our written permission.

Änderungen/*Changes*	**Artikel-Nr./***Article No.*	**11 09 0382**
	Spezifikations-Nr./*Specification No .* **LPPSP 11 09 0382**	**Ausgabe** *Version* **0**
	Freigabe / *Approved*	
	Name */ Name:*	**Irina Wiedeking-Berger**
	Datum */ Date:*	**15.07.22**

Elektronisch erstelltes Dokument, geprüft und freigegeben ohne Unterschrift

La-Pha-Pack GmbH
Am Parir 20, D-52379 Langerwehe
Telefon: ++49 (0) 24 23 / 94 31 -0
Telefax: ++49 (0) 2423 / 94 31 -33
Internet: www.la-pha-pack.com
e-mail: service@la-pha-pack.com

Electronicaliy issued document, controlled and approved without signature

La-Pha-Pack GmbH
Am Parir 20, D-52379 Langerwehe
Telefon: ++49 (0) 24 23 / 94 31 -0
Telefax: ++49 (0) 2423 / 94 31 -33
Internet: www.la-pha-pack.com
e-mail: service@la-pha-pack.com