Spécifications du produit

Produit	20838.294
Description du produit	Propanol-2
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR for synthesis dehydrated with less than 0,0100 % of water
Numéro CAS	67-63-0
Formule moléculaire	C3H8O
Masse moléculaire	60,10

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide limpide incolore
Indice de couleur	Max. 10 APHA
Titre	Min. 99,8 %
Aldéhydes	Max. 0,0002 %
Formaldéhyde	Max. 0,0002 %
Cétones (en C3H6O)	Max. 0,0050 %
Méthanol	Max. 0,1 %
Résidu à l'évaporation	Max. 0,0010 %
Eau (K.F.)	Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique	Max. 60 APHA
Acidité	Max. 0,0020 %
Al (Aluminium)	Max. 0,5 ppm
B (Bore)	Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0,01 ppm
Fe (Fer)	Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0,01 ppm
Sn (Etain)	Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0,01 ppm

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Sewing
Quality Control - VWR International