# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 286735Q |
| Description du produit | Distillat léger conseillé pour test de produits pétroliers suivant les méthodes ASTM et IP |
| Numéro CAS | 64742-47-8 |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Intervalle de distillation (98 %) | 185 - 280°C |
| Hydrocarbures aromatiques (P/V) | ≤ 1.0 % |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.