Spécifications du produit

Produit	26192.292
Description du produit	n-Pentane
Grade / qualité	TECHNICAL
Numéro CAS	109-66-0
Formule moléculaire	$H_3C(CH_2)_3CH_3$
Masse moléculaire	72.15

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 95 %
Point d'ébullition	35 - 37 °C

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.