Spécifications du produit

Produit	00411243
Description du produit	OCT
Grade / qualité	Q path® milieu de montage pour la cryotomie

Analyses	Spécifications
Aspect	Liquide incolore
Viscosité (56-60°C)	1500 - 2500 m.Pa/s
Viscosité (40°C)	3000 - 4500 m.Pa/s
Viscosité (30°C)	5000 - 6500 m.Pa/s
Viscosité (20°C)	7500 - 9500 m.Pa/s

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Marta Gorewoda - Head of Laboratory - Gliwice
Avantor Performance Materials Poland S.A.; Sowinskiego 11; 44-101 Gliwice

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.