
Technical Data Sheet



Article number	**41042**
Description	**Petri dishes**

Description: laboratory glass, with lid, sterilizable up to +121°C / 249.8 ° F, not autoclavable

Art.Nr.	Dimensions mm	Lid Ø mm	Lid Height mm	Dish Ø mm	Dish Height mm	Wall mm
41042006	40 x 12	40 ± 1.0	8.5 ± 1.5	35 ± 1.0	10.5 ± 1.0	1.65 ± 0.15
41042012	60 x 15	60 ± 1.0	12.0 ± 1.5	54 ± 1.0	13.5 ± 1.5	1.8 ± 0.15
41042018	80 x 15	80 ± 1.0	12.0 ± 1.5	74 ± 1.0	13.5 ± 1.5	1.8 ± 0.15
41042024	100 x 20	100 ± 2.0	15.0 ± 2.0	94 ± 1.0	18.5 ± 2.0	1.8 ± 0.15
41042030	120 x 20	120 ± 2.0	15.0 ± 2.0	114 ± 1.0	18.5 ± 2.0	1.8 ± 0.15
41042036	150 x 25	150 ± 2.0	20.0 ± 2.0	142 ± 2.0	24.0 ± 2.0	1.8 ± 0.15
41042042	200 x 50	200 ± 3.0	40.0 ± 2.0	190 ± 3.0	48.0 ± 2.0	2.0 ± 0.2

Tel.: +49 9779/808-0
Fax: +49 9779/808-88
Stettener Str. 22-24
97647 Sondheim/Rhön · Germany
E-Mail: info@assistent.eu
Internet: http://www.assistent.eu

Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG | Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063 | USt.IdNr./VAT-No.: DE132198535
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH | AG Schweinfurt HRB1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht, Thomas Diepholtz | Einzelprokura: Tonja Müller