
FREUDENBERG
MEDICAL

Technical Drawing Tube Peristaltic Silicone (TPP)

Wacker Elastosil R plus 4305 / 60

Materialnumber	OD (B)	ID (A)	±	Wall (C)	±	Length
00 45 63 50 15- (60-825-15)	3,71 mm	0,51 mm	0,08 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 23- (60-825-23)	3,99 mm	0,79 mm	0,05 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 27- (60-825-27)	1,60 mm	0,99 mm	0,13 mm	0,31 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 37- (60-825-37)	2,52 mm	1,50 mm	0,13 mm	0,51 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 43- (60-825-43)	4,80 mm	1,60 mm	0,13 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 45- (60-825-45)	6,38 mm	1,60 mm	0,13 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 51- (60-825-51)	3,02 mm	2,01 mm	0,13 mm	0,51 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 63- (60-825-63)	3,53 mm	2,52 mm	0,13 mm	0,51 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 70- (60-825-70)	4,01 mm	3,00 mm	0,13 mm	0,51 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 79- (60-825-79)	6,38 mm	3,18 mm	0,13 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 82- (60-825-82)	7,95 mm	3,18 mm	0,13 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 50 93- (60-825-93)	5,44 mm	4,01 mm	0,13 mm	0,72 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 04- (60-825-104)	7,98 mm	4,78 mm	0,13 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 08- (60-825-108)	9,55 mm	4,78 mm	0,13 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 10- (60-825-110)	9,86 mm	4,78 mm	0,13 mm	2,54 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 12- (60-825-112)	11,13 mm	4,78 mm	0,13 mm	3,18 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 51 30- (60-825-130)	9,55 mm	6,35 mm	0,13 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 33- (60-825-133)	11,13 mm	6,35 mm	0,13 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 36- (60-825-136)	11,43 mm	6,35 mm	0,13 mm	2,54 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 39- (60-825-139)	12,70 mm	6,35 mm	0,13 mm	3,18 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 51 41- (60-825-141)	13,21 mm	6,35 mm	0,13 mm	3,43 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 51 60- (60-825-160)	11,15 mm	7,95 mm	0,13 mm	1,60 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 63- (60-825-163)	12,73 mm	7,95 mm	0,13 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 66- (60-825-166)	15,98 mm	7,95 mm	0,13 mm	4,02 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 51 91- (60-825-191)	14,30 mm	9,53 mm	0,18 mm	2,39 mm	0,08 mm	7,5 m
00 45 63 51 94- (60-825-194)	15,89 mm	9,53 mm	0,18 mm	3,18 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 51 97- (60-825-197)	16,38 mm	9,53 mm	0,18 mm	3,43 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 52 00- (60-825-200)	19,03 mm	9,53 mm	0,18 mm	4,75 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 52 30- (60-825-230)	20,03 mm	12,01 mm	0,25 mm	4,01 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 52 43- (60-825-243)	19,05 mm	12,70 mm	0,25 mm	3,18 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 52 45- (60-825-245)	19,56 mm	12,70 mm	0,25 mm	3,43 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 52 48- (60-825-248)	22,20 mm	12,70 mm	0,25 mm	4,75 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 52 62- (60-825-262)	22,23 mm	15,88 mm	0,38 mm	3,18 mm	0,13 mm	7,5 m
00 45 63 52 70- (60-825-270)	25,38 mm	15,88 mm	0,38 mm	4,75 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 52 88- (60-825-288)	24,03 mm	16,00 mm	0,38 mm	4,02 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 53 10- (60-825-310)	28,55 mm	19,05 mm	0,38 mm	4,75 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 54 20- (60-825-420)	34,90 mm	25,40 mm	0,51 mm	4,75 mm	0,18 mm	7,5 m
00 45 63 54 28- (60-825-428)	35,56 mm	25,40 mm	0,51 mm	5,08 mm	0,25 mm	7,5 m



27.04.2016,
Quality Assurance Freudenberg Medical Europe GmbH, Sven Thiel

Freudenberg Medical Europe GmbH
Liebigstr. 2-8
67661 Kaiserslautern
Telefon +49 (0)631 5341-7500
Fax +49 (0)631 5341-7600
info@freudenbergmedical.de

Kaiserslautern 27.04.2016 Sven Thiel