Spécifications du produit

Produit	28021CA
Description du produit	Acide éthylènediaminetétraacétique
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	60-00-4
Formule moléculaire	C10H16N2O8
Masse moléculaire	292.25

Analyses	Spécifications
Titre	98.0 - 100.5 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
Eau	≤ 0.5 %
Fe (Fer)	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.