Werkstoff Datenblatt
Material Data Sheet

Nutschentrichter aus Naturkautschuk
Rubber Spacers for Filtering (Guko) made of Natural Rubber

Basiselastomer Base of Rubber	Naturkautschuk (NR) Natural Rubber (NR)
Farbe Color	Grau Grey

Mechanisch Physikalische Werte
Mechanial Physical Values

Dichte Density	g/cm^3	1,175 ± 0,25	
Härte Hardness	Shore A	40 ±5	DIN 53 505
Zugfestigkeit Tensile Strength	MPa (N/mm^2)	>10	DIN 53 504
Reißdehnung Elongation at Break	%	>700	DIN 53 504
Stoßelastizität Rebound elasticity	%	>60	DIN 53512

Konformität
Conformity

Reach	Regulation 1907/2006 (EC)	ECHA candidate list 19/01/2021
RoHS	EU Directive 2011/65/EU	Attachment III of 2015/863/EU

Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie sind nicht als Vorlage für Spezifikationen verwendbar.

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values. They are provided as a guide only and must not be used for specifications.

Telefon +49 (0)330 022 654 0
Fax +49 (0)330 022 654 99
mail@deutsch-neumann.de
www.deutsch-neumann.de

Commerzbank Berlin AG
(BLZ 100 800 00) Kto. 517 138 600
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE87 1008 0000 0517 1386 00

DB Privat- und Firmenkundenbank AG
(BLZ 100 700 00) Kto. 202 777 900
BIC: DEUTDEDBBER
IBAN: DE19 1007 0024 0202 7779 00

Geschäftsführer
Dipl.-Betriebswirt Bernd Noack
Amtsgericht Charlottenburg
92 HRB 18347