# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 00699464 |
| Description du produit | Safesolv |
| Grade / qualité | Q path® Substitut de solvant |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Aspect | Liquide limpide incolore |
| Aromatiques (UV) (max. 100 ppm) | Conforme |
| Point d'ébullition (début) (min.173°C) | Conforme |
| Brome (par 100 g) (max. 50 ppm) | Conforme |
| Coloration (Saybolt) (D6045) (min. 30) | Conforme |
| Densité (15°C) (0,752-0,772 kg/l) | Conforme |
| Intervalle de distillat.(50%)(177-187°C) | Conforme |
| Pointe sèche (distillation) (max.193°C) | Conforme |
| Point éclair (56-63°C) | Conforme |
| S (Soufre) (max. 1 ppm) | Conforme |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.