Spécifications du produit

Produit	86154.364
Description du produit	Sable de mer
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	14808-60-7
Formule moléculaire	SiO_2
Masse moléculaire	60.08

Analyses	Spécifications
Identification	Conforme
Perte à la calcination (900°C)	≤ 0.1 %
Granulométrie (0,1-0,315 mm)	≥ 90 %
Substances solubles dans le HCl	≤ 0.5 %
Cl (Chlorure)	≤ 100 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.