Spécifications du produit

Produit	28781.291
Description du produit	Triméthyl-2,2,4 pentane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS, Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	540-84-1
Formule moléculaire	$(CH_3)_2CHCH_2C(CH_3)_3$
Masse moléculaire	114.23

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Spectre IR	Conforme
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Point d'ébullition	98.5 - 100.0 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.690 - 0.695
Densité (20/20)	0.691 - 0.696
Indice de réfraction (20°C)	1.391 - 1.393
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 35 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Composés du soufre (en S)	≤ 10 ppm
Eau	≤ 100 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.5 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.2 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Sr (Strontium)	≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France