Spécifications du produit

Produit	23835.363_D
Description du produit	Ether de pétrole 40-60°C
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS with less than 0,0100 % of aromatic hydrocarbons
Numéro CAS	64742-49-0

Analyses	Spécifications
Acidité	Max. 0.0002 meq/g
Indice de brome	Max. 1.0
Coloration	Max. 10 APHA
Distillation (40-60°C) (Vol %)	Min. 90 %
Intervalle de distillation	40 --> 60 °C
Substances colorées par H2SO4	Max. 150 APHA
Benzène	Max. 100 ppm
Résidu à l'évaporation	Max. 10 ppm
S total (en SO4)	Max. 50 ppm
Eau	Max. 100 ppm
Al (Aluminium)	Max. 0.2 ppm
Ba (Baryum)	Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium)	Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt)	Max. 0.02 ppm
Cr (Chrome)	Max. 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	Max. 0.02 ppm
Fe (Fer)	Max. 0.1 ppm
K (Potassium)	Max. 0.3 ppm
Mg (Magnésium)	Max. 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	Max. 0.02 ppm
Na (Sodium)	Max. 1 ppm
Ni (Nickel)	Max. 0.02 ppm
Pb (Plomb)	Max. 0.1 ppm
Sn (Etain)	Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium)	Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc)	Max. 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France