Spécifications du produit

Produit	23224.327
Description du produit	Cyclohexane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS
Numéro CAS	110-82-7
Formule moléculaire	C_6H_{12}
Masse moléculaire	84.16

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.5 %
Spectre IR	Conforme
Substances facilement carbonisables	Conforme
Point d'ébullition	79 - 81 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.778 - 0.779
Densité (20/20)	0.779 - 0.780
Acidité libre	≤ 0.0003 meq/g
Point de solidification	5.5 - 6.5 °C
Substances colorées par H_2SO_4	≤ 60 APHA
Benzène	≤ 100 ppm
Cyclohexène	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
Eau	≤ 100 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.1 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.02 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.06 ppm
Na (Sodium)	≤ 1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

VWR International LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA
VWR International bv, Haasrode Research Park Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France