Spécifications du produit

Produit	103614T
Description du produit	Méthyl-2 butane
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	78-78-4
Formule moléculaire	$CH_3CH_2CH(CH_3)_2$
Masse moléculaire	72.15

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
Spectre IR	Conforme
Substances facilement carbonisables	Conforme
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0002 meq/g
Indice de brome	≤ 0.5
Coloration	≤ 10 APHA
Résidu à l'évaporation	≤ 50 ppm
n-Pentane	≤ 1.0 %
Composés du soufre (en S)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 0.03 %
Al (Aluminium)	≤ 0.1 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.02 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.2 ppm
K (Potassium)	≤ 0.05 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

Spécifications du produit

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France