Spécifications du produit

Produit	361336E
Description du produit	Paramat extra, paraffine en cire avec polymeres synthetiques et DMSO, point de fusion 56-58°C
Grade / qualité	EXTRA GURR

Analyses	Spécifications
Aspect (fondu après 7 jours; 65°C)	Limpide
Coupe/ruban	Conforme
Température de congélation	55 - 58 °C

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

VWR International

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.